

Superform®

Anatomisch geformte Inkontinenzvorlage mit Doppelkissen / Anatomically formed incontinence pad with double cushion



Technische Information / technical information

REF	Größe / Size	Farbe / colour	Hüftumfang / Hip circumference	Verpackung / Packaging	PZN
2047	Classic	Blau / blue	Ca. 63 x 30 cm	30 Stück pro Packung; 5 Packung pro Karton / 30 pcs per package.; 5 packages per carton	07520263
2048	Plus	Blau / blue	Ca. 63 x 30 cm	30 Stück pro Packung; 5 Packung pro Karton / 30 pcs per package.; 5 packages per carton	07414302
2049	Extra	Grün / green	Ca. 70 x 37 cm	30 Stück pro Packung; 4 Packung pro Karton / 30 pcs per package.; 4 packages per carton	07414288
2050	Super	Grün / green	Ca. 70 x 37 cm	20 Stück pro Packung; 4 Packung pro Karton / 20 pcs per package.; 4 packages per carton	07414271
2051	Maxi	Weiß / white	Ca. 70 x 37 cm	20 Stück pro Packung; 4 Packung pro Karton / 20 pcs per package.; 4 packages per carton	07414070

Allgemeine Information / General information

Produkt Beschreibung/ Product description	Inkontinenzeinlage anatomisch geformt, hydrophobe Seitenbündchen als Auslaufbarriere sowie ein Nässeindikator zur Anzeige des Wechselzeitpunkts, unsteril, nur für den Einmalgebrauch / Incontinence pad anatomically shaped, hydrophobic side cuffs as leakage barrier as well as a wetness indicator to show when to change, non-sterile, for single use only
Inhaltsstoffe / Ingredients	Superabsorbierende Polymere (SAP), Zellulose, Polyethylen, PE-Folie / Super absorbing polymers (SAP), cellulose, polyethylene, PE-foil
Haltbarkeit / Shelf life	5 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneneinstrahlung schützen / 5 years (store in a cool and dry), protect from direct sunlight

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.

Regulatorische Information / regulatory information

Kategorie / Category	Medizinprodukt Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745 / Medical Device class I according to Regulation (EU) 2017/745
Code nach UMDNS / UMDNS Code	16-498 Inkontinenzeinlage / 16-498 Incontinence pant liners
Qualitätszertifikat / Quality Certificates	EN ISO 13485:2016

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.